


ŠEMA TRIAKSIJALNOG APARATA



- 1 - Uzorak
- 2 - Tanka gumena membrana
- 3 - Gumeni prstenovi
- 4 - Porozna / masivna pločica
- 5 - "Kapa"
- 6 - Cilindar od pleksiglasa
- 7 - Donja masivna metalna ploča
- 8 - Postolje (pijedestal)
- 9 - Poklopac
- 10 - Ventil za ispuštanje vazduha
- 11 - Klip
- 12 - Čelija
- 13 - Gradurirana cijev (Bireta)
- 14 - U - cijev
- 15 - Kompenzacioni cilindar

S_1 - Uređaj za kontinualno održavanje konstantnog svestranog pritiska


S_2 - Uređaj za nanošenje povratnog hirostatičkog pritiska u_s (za potpuno zasićavanje uzorka)

M_1 - Manometar za mjerenje pritiska tečnosti u ćeliji


M_2 - Manometar za mjerenje pritiska u pornoj vodi uzorka u

M_3 - Manometar za mjerenje povratnog hirostatičkog pritiska u_s

V_1, V_2, V_3, V_4 - ventili



MONTIRANJE UZORKA NA POSTOLJE



UREĐAJ ZA ODRŽAVANJE KONSTANTNOG SVESTRANOG PRITISKA

